




Sihtotstarve. Lantsett MICROLET® on ühekordselt kasutatav steriilne seade, mis on mõeldud täiskasvanul või lapselt kapillaarse vereproovi võtmiseks, et jälgida tema veresuhkru taset. Lantsett pole mõeldud kasutamiseks vastsündinutel.

• **Paskirtis:** „MICROLET®“ lancetas yra vienkartinė sterili priemonė, skirta kapiliarinio kraujo mėginiui paimti iš suaugusiojo arba vaiko siekiant stebėti gliukozės kiekį. Lancetas nėra skirtas naudoti naujagimiams. • **Paredzētais lietojums:** MICROLET® lancete ir vienreiz lietojama sterila ierīce, kas paredzēta kapilāro asiņu parauga ņemšanai no pieaugušajiem un bērniem, lai kontrolētu glikozes līmeni asinīs. Lanceti nav paredzēts izmantot jaundzimušajiem.

Juhend. / Instrukcija: / Norādījumi:
Sīrmeotsast analiūsiimise teabe ja tāiendava ohutus- ning kasutusinfo leiate oma lantsetiseadmega kaasas olind juhendist. • norādāmi atlikti mėginio iš piršto galo tyrimā ir gauti papildomos informācijas apie saugumą bei efektyvumą, žr. kartu su pradūrimo prietaisu pateiktā instrukcijā. • Lai ņemtu asins paraugu no pirksta gala un iegūtū papildū informāciju par drošumu un veikspēju, skatiet norādījumus, kas iekļauti lancetes ierīces komplektā.



© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Kõik õigused kaitstud.
• Visas teisēs saugomos. • Visas tiesības aizsargātas.

90011001 Rev. 04/23

Microlet.
Värvilised lantsetid • Ivainiaspalviai lancetai • Krāsainas lancetes

REF 90010187

STERILE

Lantsett jāb steriilsek seni, kuni kaitsekork eemaldatakse. Ārge kasutage, kui see on kaitļustāda saanud vōi soovimatulī avatud. Kōrvēlāda abāti meditsiiniise jātāmena.

Lancetas īsliēka steriilus, kol nenuimtas apsauginis dangtelis. Nenaudokite, iēji jis buvo pāžeistās arba netycia atidarytas. Visada īsmēskite kaip mediciniines atliēkas.

Lancete ir sterila, kamēr aizsargvāciņis nav noņemts. Nefletoj, ja lancete ir bojāta vai netiēšām atvērta. Vienmēr atbrivojēties no tā kā mediciniiskajiem atkritumiem.


Microlet.
Värvilised lantsetid • Ivainiaspalviai lancetai • Krāsainas lancetes

Lihne testimine
Paprstas ir neskausmingas tyrimas
Vienkārša, ērta pārbaude

200 (8x25)
Silikoonkattega lantsetid
Silikonu dengti lancetai
Ar silikonu pārklātas lancetes

ET • Kasutada koos seeria MICROLET® lantsetiseadmetega.
IT • Naudoti su „MICROLET®“ grupės pradūrimo prietaisais.
LV • Lietojiet kopā ar MICROLET® saimes lancetes ierīcēm.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logo ja Microlet on ettevõtte Ascensia Diabetes Care Holdings AG kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid.
• „Ascensia“, „Ascensia Diabetes Care“ logotipid ja „Microlet“ yra prekų ženklai ir (arba) registruotieji prekų ženklai, priklausantys „Ascensia Diabetes Care Holdings AG“.
• Ascensia, Ascensia Diabetes Care logotips un Microlet ir uzņēmuma Ascensia Diabetes Care Holdings AG preču zīmes un/vai reģistrētas preču zīmes.



6599

Importija ja levitaja:
Allium UPI OÜ
Vae 16
Laagri 76401
Saue vald
Hartumaa
Estonia
Tel. + 372 650 1901
Email: info@allium.upi.ee

Importētājs un izplatītājs:
SIA "Allium UPI"
Ulbrokas iela 23
LV-1021 Rīga
Latvija
Tel. +371 67 718700
Email: info@allium.upi.lv

Importuoja ir platina:
UAB Allium UPI
A. Juozapaviciaus g. 9
09311 Vilnius
Lietuva
Tel.: +370 5 2699217
El. paštas: info@allium.lt

www.diabetes.ascensia.com
Toodetud Poolas. • Papaminta Lenkioje. • Izgatavotas Polijā.
Kui šelle seadme kasutamise ajal vōi šelle kasutamise tagajārijel on toimunud raske vahetuhtum, tuleb seadmet teatada tootjale ja/vōi tema volitatud esindajale ning oma riiklikule ametiasutusele. • Jei naudojant šį prietaisą arba dėl jo naudojimo įvyko rimtas incidentas, praneškite apie jį gamintojui ir (arba) galiojajam atstovui bei atitinkamai nacionalinei institucijai. • Ja šīs ierīces lietošanas laikā vai tās lietošanas dēļ ir noticis nopietns incidents, lūdz, ziņojiet par to ražotājam un/vai tā pilnvarotajam pārstāvim un savas valsts iestādei.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter-Meyer-Strasse 90
4002 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano, Italy

MD i U

0°C -40°C

CE 2797